



SR-901 Líder de Estilo Viaje hacia los “6 cuadraditos”

Nuevo y excitante, fácil de usar, compacto y rápido, medidor abdominal de espesor de grasa subcutánea. Para los últimos centímetros hacia una silueta sexy de seis “cuadraditos”.

Cuando entrenas deseas controlar tu progreso. Los monitores de composición corporal TANITA te ayudan a ello analizando tu grasa corporal, pero ahora también puedes medir cuán lejos estás de lograr los “deseados cuadraditos” en un perfecto abdomen.!

Seis “cuadraditos” son la prueba de un cuerpo saludable, y también impresionante. Esta es la zona donde se desea obtener un sobresaliente. Especialmente los hombres. En investigaciones recientes hechas en Japón, la mayoría de los encuestados mencionaron que estaban particularmente enfocados en su estómago cuando entrenaban.

Precio incl. IVA

€ 99,95

Tel / WathsApp 669 961 461 Georgina




Trusted by experts

El recto abdominal es un importante músculo postural atravesado por tres bandas de tejido llamadas "intersecciones tendinosas" que lo separan en paralelo en ocho partes musculares distintas.

En el abdomen de las personas con baja grasa corporal estas parte se pueden ver externamente y se les conoce comúnmente como "cuadrados" o "tabletas" y pueden definirse cuatro, seis u ocho, dependiendo de cuántos son visibles. Comúnmente se visualizan seis.



La grasa abdominal es una combinación de grasa subcutánea y grasa visceral. La grasa subcutánea actúa como un amortiguador, que ayuda a prevenir los traumatismos, y también almacena energía, que el cuerpo utiliza durante los períodos de alta actividad física.



Medidas

Grosor subcutáneo abdominal de la grasa
Desde 3.0 hasta 0,3 cm, en 5 pasos

Tecnología

BI método (reactance)

Características

On/off switch
Diseño de estilo, fácil de leer en un display de LCD
2 x baterías tipo botón de litio incluidas
1 año de garantía
Botella spray para rociar los contactos antes de cada uso